

Todos os procedimentos em um único kit



**KGD**



1º molar inferior decíduo com lesão em dentina e grande cavidade(ICDAS 6)



2º molar inferior decíduo com lesão de cárie para remoção seletiva



1º molar inferior permanente jovem com HMI e ápice aberto



Dente 74 - Restaurações com envolvimento proximal. Uso de sistema de matrizes e posterior treinamento endodôntico.

Dente 75 - Simula lesão profunda com risco de exposição pulpar, o que indica a remoção seletiva de tecido cariado e posterior restauração e treinamento endodôntico

Dente 36 - Simula dente com lesão de HMI onde pode-se treinar diferentes técnicas indicadas para uma alteração de estrutura de esmalte (selamentos, restaurações, restaurações indiretas com uso do fluxo digital, hall technique etc.) e posterior treinamento endodôntico. Devido ao fato do termos o ápice aberto, também podemos treinar procedimentos relacionados à apicificação (plug MTA, etc.).

O kit Gold oferece a possibilidade de treinamento do isolamento absoluto, auxilia no treinamento de diagnóstico diferencial entre lesões de cárie com diferentes níveis de progressão e alteração de estrutura de esmalte como HMI.